

**Edelstahl**  
stainless steel

1.4435 (BN2) / 316L  
1.4404 / 316L  
1.4539 / 904L  
HC 22 / HC 4, etc.

**Dichtungen**  
gaskets

- EPDM
- FKM/FEP ummantelt | encapsulated
- PTFE
- FKM/FPM
- FFKM
- VMQ

**Rauheitswerte der Innenoberfläche**  
internal surface roughness

- Ra < 0.25 - 0.4  $\mu\text{m}$  (HQ-line)
- Ra < 0.5 - 0.8  $\mu\text{m}$  (STERI-line)
- Ra < 0.8 / 1.6  $\mu\text{m}$  (MEDI-line)

**Deltaferritgehalt**  
delta ferrite content

max. 0.5 % gemäß BN2 (1.4435)  
max. 0.5 % acc. to BN2 (1.4435)

**Oberflächenqualität**  
surface finish

innen und außen metallblank oder gebeizt  
inside and outside bright finish or pickled

**Veredelungen**  
refinements

- innen elektroliert (e-pol.)
- innen mechanisch poliert (K400)
- außen geschliffen mit Korn 400
  - inside electropolished (e-pol.)
  - inside mechanically polished (K400)
  - outside ground with grain 400

Diese Veredelungen sind durch  
Lagerhaltung und hauseigene  
Fertigung kurzfristig lieferbar.

Due to our stock capacity and company  
owned production, these refinements  
can be delivered at short notice.