

Systemkomponenten – process components

Rohre <i>tubes</i>	STERI-Tube® (DIN 11866)	MEDI-Tube® (DIN 11850-2)		
Verschraubungen <i>unions</i>	STERI-Connect®	DIN 11864-1 Form A		
Flanschverbindungen <i>flange connections</i>	STERI-Connect®	DIN 11864-2 Form A	Blockflansch <i>block flange</i>	
Clampverbindungen <i>clamp connections</i>	STERI-Connect®	DIN 11864- 3 Form A	DIN 32676	
Rohrverbindungen <i>fittings</i>	STERI-Red® (DIN 11865)	STERI-Bo® (DIN 11865) / MEDI-Bo® (DIN 11852)	STERI-T® (DIN 11865) / MEDI-T® (DIN 11852)	STERI-Cross®
	konzentrisch <i>concentric</i>	90°	kurz <i>short</i>	
	exzentrisch <i>eccentric</i>	45°	reduziert <i>reduced</i>	
Ventile <i>valves</i>	Bodensitzventile <i>bottom seat valves</i>	Ecküberströmventil <i>overflow valves</i>	Probenahmeventile <i>sampling valves</i>	Tellerrückschlagventile <i>non return valves</i>
Kugelhähne <i>ball cocks</i>	3-teiliger Kugelhahn <i>tripartite ball cock</i>	3-Wege Kugelhahn <i>three-way ball cock</i>		
Zubehör <i>accessories</i>	Muffen / Nippel (orbital) <i>sleeves / nipple</i>	Rohrschellen <i>pipe clamps</i>	Schaugläser <i>sight glasses</i>	
Sonderanfertigungen <i>special constructions</i>	Rohrverteiler <i>pipe manifold</i>	Übergangsstücke ...und nach Kundenvorgaben <i>adaptors</i>	... und nach Kundenvorgaben <i>... and customer-specified</i>	
STERI-Control®	Meßgehäuse (DIN 11864 oder STERI-Control® -Anschlüsse) <i>measurement casings (connection variations DIN 11864 or STERI-Connect®)</i>			

1.4435 (alternativ 1.4404), Ra 0,8µm (innen), orbitalschweißfähig
316L, Ra 0,8µm (inner surface), ready for orbital welding