



3.3 Red-Stück K

konzentrische Reduzierung, kurze Ausführung

concentric reducer, short type

Legende

B/B1 Innendurchmesser
C Gesamtlänge
D Wandstärke

Abmessungen

DIN 11866-A (DIN 11850)
DIN 11866-B (EN ISO 1127)
ähnlich DIN 11866-C (ASME BPE)

Normative Verweisungen, Anforderungen / Abnahmen (Vormaterial)

DIN 11850
DIN 11852 (nur DIN Abmessungen)
DIN 11866 (teilweise)
EN 10204
EN 10088-1
EN 10217-7
AD 2000-W2 (teilweise)

Kennzeichnung

Hersteller, Werkstoff, Abmessung, Schmelze

Toleranzen (Bezugsnorm)

EN ISO 1127

Verpackung

einzel in Folienbeutel verpackt

Werkstoffe

1.4435 (hergestellt aus HQ-/STERI-Tube®)
1.4404 (hergestellt aus MEDI-Tube®)

weitere Werkstoffe auf Anfrage

Oberflächenbeschaffenheit ("MB")

innen und außen metallblank
Erhöhte Rauheitswerte (> 0.8 µm) möglich!

Key

internal diameter
total length
wall thickness

Dimensions

DIN 11866-A (DIN 11850)
DIN 11866-B (EN ISO 1127)
similar to DIN 11866-C (ASME BPE)

Normative References, Requirements / Approvals (raw material)

DIN 11850
DIN 11852 (only DIN dimensions)
DIN 11866 (partially)
EN 10204
EN 10088-1
EN 10217-7
AD 2000-W2 (partially)

Marking

manufacturer, material, dimension, heat

Tolerances (reference standard)

EN ISO 1127

Packaging

wrapped separately in plastic bag

Materials

316L (made out of HQ-/STERI-Tube® (1.4435) or
MEDI-Tube® (1.4404))

further materials on request

Surface condition ("MB")

inside and outside bright finish
Increased roughness values (> 0.8 µm) possible!



Oberflächenqualitäten | surface qualities

Innenoberfläche internal surface finish	(Zusatz-) Artikel-Nr. (additional) order No
e-polier e-polished	999277
Ra < 0.8 µm (STERI-line®)	999284
Ra < 0.6 µm (STERI-line®)	999279
Ra < 0.5 µm (STERI-line®)	999280
Ra < 0.4 µm (HQ-line®)	999281
Ra < 0.25 µm (HQ-line®)	999283

Bestellbeispiel | ordering example

Artikelbezeichnung + Ausführungen article description + variants	Artikel-Nr. order No
Red-Stück K DN025/015 DIN (1.4435) concentric reducer, short type	703689
e-polier e-polished	+ 999277
Ra < 0.4 µm	+ 999281