



### 3.4 Red-Stück E

exzentrische Reduzierung, kurze Ausführung

eccentric reducer, short type

#### Legende

- B/B1 Innendurchmesser
- C Gesamtlänge
- D Wandstärke

#### Abmessungen

- DIN 11866-A (DIN 11850)
- DIN 11866-B (EN ISO 1127)
- ähnlich DIN 11866-C (ASME BPE)

#### Normative Verweisungen, Anforderungen / Abnahmen (Vormaterial)

- DIN 11850
- DIN 11852 (nur DIN Abmessungen)
- DIN 11866 (teilweise)
- EN 10204
- EN 10088-1
- EN 10217-7
- AD 2000-W2 (teilweise)

#### Kennzeichnung

Hersteller, Werkstoff, Abmessung, Schmelze

#### Toleranzen (Bezugsnorm)

EN ISO 1127

#### Verpackung

einzel in Folienbeutel verpackt

#### Werkstoffe

- 1.4435 (hergestellt aus HQ-/STERI-Tube<sup>®</sup>)
- 1.4404 (hergestellt aus MEDI-Tube<sup>®</sup>)

#### weitere Werkstoffe auf Anfrage

#### Oberflächenbeschaffenheit ("MB")

innen und außen metallblank  
Erhöhte Rauheitswerte (> 0.8 µm) möglich!

#### Key

- internal diameter
- total length
- wall thickness

#### Dimensions

- DIN 11866-A (DIN 11850)
- DIN 11866-B (EN ISO 1127)
- similar to DIN 11866-C (ASME BPE)

#### Normative References, Requirements / Approvals (raw material)

- DIN 11850
- DIN 11852 (only DIN dimensions)
- DIN 11866 (partially)
- EN 10204
- EN 10088-1
- EN 10217-7
- AD 2000-W2 (partially)

#### Marking

manufacturer, material, dimension, heat

#### Tolerances (reference standard)

EN ISO 1127

#### Packaging

wrapped separately in plastic bag

#### Materials

316L (made out of HQ-/STERI-Tube<sup>®</sup> (1.4435) or  
MEDI-Tube<sup>®</sup> (1.4404))

#### further materials on request

#### Surface condition ("MB")

inside and outside bright finish  
Increased roughness values (> 0.8 µm) possible!



#### Oberflächenqualitäten | surface qualities

Innenoberfläche internal surface finish	(Zusatz-) Artikel-Nr. (additional) order No
e-polier   e-polished	999277
Ra < 0.8 µm (STERI-line <sup>®</sup> )	999284
Ra < 0.6 µm (STERI-line <sup>®</sup> )	999279
Ra < 0.5 µm (STERI-line <sup>®</sup> )	999280
Ra < 0.4 µm (HQ-line <sup>®</sup> )	999281
Ra < 0.25 µm (HQ-line <sup>®</sup> )	999283

#### Bestellbeispiel | ordering example

Artikelbezeichnung + Ausführungen article description + variants	Artikel-Nr. order No
Red-Stück E DN025/015 DIN (1.4404) eccentric reducer, short type	702081
e-polier   e-polished	+ 999277
Ra < 0.6 µm	+ 999279